

Expéditions postales vers des laboratoires spécialisés

Emballages P650 à température ambiante

Prélèvements sanguins



Réf. A05236 - Carton Clic P650 rack plastique 10 T.

Prélèvements tubes, flacons, écouvillons



Réf. A05238 - Carton Clic P650 PM sac 95kPa BM6.

Réf	Prélèvement	N1	N2	ext
5236	Sang, serum, plasma	1 à 10 tubes 5 ml verre ou plastique	Sachet étanche 95 kPa, 167 x 265 mm, 1 absorbant Biobuvar 80 ml, 1 rack plastique 10 tubes. Livré avec porte-document adhésif	Étui carton double cannelure format plat, L 230 x l 135 x h 60 mm, marquage «UN3373 matière biologique Catégorie B»
5238	Sang, serum, plasma	1 à 6 tubes 5/7 ml verre ou plastique	Sachet étanche, 167 x 265 mm, 1 absorbant Biobuvar 80 ml, 2 supports BioMousse à juxtaposer, longueur totale 100 mm avec 6 cavités ø 12 mm pour tubes ou écouvillons. Livré avec porte-document adhésif	
	Souches bactériennes	1 à 6 tubes souches		
	Écouvillons	1 à 6 écouv. L18 cm		
	Urines, LCR, selles	1 à 2 flac. 40/60ml		

- Conditionnement par 22 pièces.

Emballages P650 à température dirigée (+4 à +8° C)

Caissons isothermes. 4 formats disponibles.
Fiches produits sur demande.



Emballage P620 : Biotainer® 1.8L

- Boîtier prêt à l'emploi, pour transport à température ambiante des matières biologiques catégorie A code ONU 2814 et 2900. Emballage homologué O.N.U.

Fiche produit sur demande.

Conditionnement unitaire.

- Option :

Réf. 0910 - Portoir thermoformé pour 31 tubes 5/7 ml (Tubes non fournis). Livré avec absorbant BioMousse.



Réf. M07303 - Biotainer® 1.8L



Réf. 0910 - Portoir 31 tubes.