


PRÉLÈVEMENTS INDIVIDUELS

Patients à domicile, centres de soins, maisons de retraite, officines, hôpitaux...
Vos prélèvements circulent soit en sachets individuels, soit en SodiLock mono-patient

SodiLock pour sachets

CONFORMES
P650

N1 Tubes résistants à 95 kPa



Tests effectués :

- Test d'étanchéité des emballages secondaires SodiLock
- Tests de performances isothermiques des emballages extérieurs
- Test de chute 1,20 m pour le triple emballage

N2 Sachets et tubes à la verticale : SodiLock 3.6L et 6.5L avec portoir à cloisons amovibles

Boîtier :

- Livré avec absorbant BioBuard.

Portoir plastique :

- Polystyrène choc blanc, lavable.
- Pattes de préhension.
- Livré avec cloisons PVC amovibles.
- Réglage des intervalles en fonction du contenu des sachets.

Réassort
page 11



Réf. 5059 - 3.6L, portoir à 7 intervalles réglables.



Réf. 5058 - 6.5L, portoir à 12 intervalles réglables.

N2 Sachets et tubes à plat : SodiLock, 8 modèles au choix

À choisir en fonction du nombre de sachets, du format de la sacoche et/ou du véhicule de transport.
Livré avec absorbant BioBuard.

Réassort
page 11



* Simulations faites avec des sachets double poche contenant 6 tubes de 7 ml et un document format A4 plié en deux.



ext Sacothes isothermes souples ou rigides Pages 7, 17

