

# ACTIVITÉS NON RÉGLEMENTÉES

VOS CONTRÔLES SONT DÉFINIS PAR LES BONNES PRATIQUES	ESPÈCES	EXEMPLES D'UTILISATION CHEZ NOS CLIENTS
<b>AVICULTURE</b>	Canard Pintade Caille Pigeon Faisan ...	Contrôles en cours de production et après désinfection : Toute la gamme vous est ouverte, y compris SteriSox version sèche (Réf. 4130 et 4131) en prélèvement de routine Ex. : Recherche de mycoplasmes (Réf. 4010)
	<b>PISCICULTURE</b> Nous fournissons régulièrement cette filière en France, Norvège, Canada, Chili, Irlande, Écosse	Saumon Truite Bar ...
<b>AUTRES FILIÈRES</b> Depuis 2008, nous fournissons les agences et laboratoires de recherche	Porc	Enquête épidémiologique : Enquête de référence Union Européenne sur staphylococcus résistant à la méthicilline (M.R.S.A.) (Chiffonnette structure pleine version sèche, Réf. 4002)
	Bovin	Enquête épidémiologique : Étude en France de dépistage de pathogènes à partir de prélèvements environnementaux (Chiffonnette structure alvéolée imprégnée d'eau distillée, Réf. 4023 et SteriSox imprégné de tryptone sel, Réf. 4136)

SteriSox 1 paire



Réf. 4130 - Version sèche éco  
Réf. 4131 - Version sèche unitaire

Chiffonnette sèche grand format



Réf. 4010 - Version éco sans gants

1 paire Sterisox Tryptone



Réf. 4136 - Avec gants et surbottes  
Réf. 4137 - Éco sans accessoires

1 chiffonnette eau distillée



Réf. 4023 - unitaire avec gants  
Réf. 4032 - Eco sans gants

Quelle que soit votre activité, un dispositif de prélèvement comprend :

- Chiffonnette(s) ou chaussons
- Sec ou imprégné d'un milieu qui préserve l'intégrité des germes captés
- Dans un sachet de prélèvement déchirable à refermeture intégrée
- Conditionné avec ou sans accessoires (gants, surbottes...)