


Dispositifs stériles de prélèvements



Les supports.

- 1 Un support de prélèvement : chiffonnette ou Stérisox
- 2 Imprégné ou non d'un diluant
- 3 Inclus dans un sachet de prélèvement avec système de refermeture
- 4 Conditionné avec ou sans accessoires




Les sachets.


1 Supports pour prélèvements de surfaces

Chiffonnette Sodibox®

- Surface chiffonnette > 900 cm² (cf. réglementation)
- Ne goutte pas, pas d'effilochage, indéchirable
- Non-tissé, structure régulière pleine ou alvéolée
- Absence de traitement bactéricide



Structure pleine.



Structure alvéolée.

StériSox®

- Maille jersey, extensible et résistante
- Facile à chausser avec large ouverture
- Élastique intégré

Vous pouvez superposer jusqu'à 5 chaussons sur une botte taille 45 avec surbottes !



Maille jersey.



Efficacité :

- Prélèvement représentatif de la surface contrôlée
- Richesse de prélèvement et fixation des germes
- Restitution rapide lors du pré-enrichissement



2 Diluants

Eau distillée ou Tryptone Sel

Pour les contrôles en cours de production.

L'imprégnation est obligatoire pour les filières réglementées Gallus gallus et dinde.

Pour les autres activités, les dispositifs existent aussi sans diluant (secs).

Eau peptonnée tamponnée à 10% de neutralisant

Pour les contrôles après désinfection.

Fiabilité :

- Dose reproductible et calibrée
- Volume proportionnel à la dimension et l'absorption du support
- Fabrication des diluants dans notre laboratoire (XP CEN ISO/TS 11133)

3 Sachet de prélèvement

Étudié pour votre confort

- Ouverture facile par pré-découpe
- Système de refermeture intégré
- Capacité suffisante pour recueillir le volume de pré-enrichissement
- Largeur et résistance des soudures pour utilisation en stomacher®



4 Conditionnements

Unitaire avec accessoires

Dispositif avec les accessoires dans un sac zip.

AVANTAGES : Trousse complète. Permet le rangement individuel des prélèvements et limite ainsi le risque de contaminations croisées.



StériSox + 1 paire de gants et 1 paire de surbottes



Chiffonnette + 1 paire de gants vinyle bleus

Économique sans accessoires

Ensemble de 15 (ÉCO 15) ou 25 (ÉCO 25) dispositifs dans un suremballage à fermeture zip.

Voir page 7 «**Précautions de stockage**».



StériSox conditionnement économique



Chiffonnette conditionnement économique

Accessoires pour conditionnement économique



Ref. 4050

Ref. 4050 • 2 gants et 2 surbottes stériles pour StériSox

Conditionnés dans un sac zip 18 x 25 cm, surbottes avec élastique et gants vinyle bleus, taille 8-9, carton de 100 pièces.

Ref. 4004 • 2 gants stériles pour chiffonnette

Conditionnés dans un sac zip 18 x 25 cm, gants vinyle bleus, taille 8-9, carton de 350 pièces.



Ref. 4004

Dispositif pour garniture de fonds de boîtes

Conditionnement unitaire :

Sachet zip dim. 300 x 400 mm avec n° de lot contenant :

- Un sac type stomacher® dimensions 380 x 510 mm avec étiquette d'identification pour recevoir les garnitures d'au moins 5 fonds de boîte
 - Une paire de gants vinyle bleus taille 8-9
- Carton de 200 pièces



Ref. 4003 - Fond de boîtes

