

3 Qui prélève ?

A - Préleveur qualifié et laboratoire à proximité

Présentation économique

- Plusieurs dispositifs stériles, sans gant
- Précautions : Conditions aseptiques à chaque ouverture du suremballage des chiffonnettes.
Refermer avec soin après chaque ouverture.
Prévoir les accessoires stériles (gants, surbottes).

En option :

Réf. 4004 - Paire de gants stériles

Réf. 4050 - Ensemble stérile : 2 surbottes + 2 gants

B - Préleveur occasionnel et laboratoire de proximité ou tout préleveur et laboratoire éloigné

Présentation unitaire

- Un dispositif stérile ensaché
+ 2 gants stériles dans un sac zip
qui sert de sachet de retour, en
prévention des contaminations
croisées entre prélèvements.

